



Eingehende EDTA-Probe (spätestens 24 h nach Abnahmezeitpunkt)



Zentrifugieren ggf. mit anschließendem Einfrieren



Bestimmung von Mesothelin und von Calretinin (bis spätestens 3 Wochen nach Eingang)



Unauffälliger Befund an Arzt/Ärztin



Cystatin C-Bestimmung bei auffälligem Biomarker-Befund



Cystatin C $\geq 1,7$ mg/L: nicht benutzbarer Befund an Arzt/Ärztin



Wenn Biomarker auffällig und Cystatin C $< 1,7$ mg/L: Bestimmung von TSH



Auffälliger Befund inkl. Ausweisung des Cystatin-C- und des TSH-Wertes an Ärztin/Arzt